

Anticuerpo Policlonal Anti-Tbl1Xr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzk7

Número de artículo: CM0015664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TBL1XR1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para el estudio de la transcripción mediada por receptores nucleares y la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBL1XR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79718
GeneID	79718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-170 de TBL1XR1 humano (NP_078941.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZK7
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo