

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbl1Xr1 Para Wb, Elisa - Q9Bzk7

Número de artículo: CM0026697



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TBL1XR1 validado para WB y ELISA, dirigido contra TBL1XR1 humano y de ratón (ID de Gen: 79718, SWISS: Q9BZK7). Adecuado para la investigación de la regulación de la transcripción de los receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBL1XR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Especie	Humano
ID de Gen	79718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del TBL1XR1 humano (NP_078941.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZK7
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo