

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbl2 Para Wb Y Elisa - Q9Y4P3

Número de artículo: CM0012974

Introducción

pAb de conejo anti-TBL2 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del síndrome de Williams-Beuren y la biología de las proteínas con repeticiones WD. Peso molecular predicho de 50 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TBL2
Observaciones/Alias	WBSCR13; WS-betaTRP; TBL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26608
GeneID	26608
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-430 de la TBL2 humana (NP_036585.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4P3
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo