

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbp Para Wb Y Elisa - P20226

Número de artículo: CM0023607



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TBP de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta la proteína de unión a la caja TATA (TATA-box-binding protein) de humano, ratón y rata, un factor de transcripción clave en la iniciación de la ARN polimerasa II. Ideal para la investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBP Rabbit pAb
Alias	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
Especie del Inmunógeno	Humano
ID de Gen (Humano)	6908
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 del TBP humano (NP_001165556.1)
Especie Huésped	Conejo
Tipo de Anticuerpo	Anticuerpos Policlonales
Aplicaciones	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Acceso UniProt	P20226
Peso Molecular	38kDa
Método de Envío	Bolsa de hielo