

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tbr1 Para Wb, If-P, Elisa - Q16650

Número de artículo: CM0003135

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TBR1 humano (proteína cerebral T-box 1), validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación del desarrollo cortical y los trastornos del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10716
GeneID	10716
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TBR1 humano (Q16650)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q16650
Peso Proteico	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo