


Anticuerpo Policlonal Anti-Tbrg4 Para Wb - Q969Z0

Número de artículo: CM0023971



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal Anti-TBRG4 (Q969Z0) validado en WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación del procesamiento de ARN mitocondrial y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	TBRG4 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	CPR2; FASTKD4; TBRG4
Especie	Humano
GeneID (humano)	9238
GeneID	9238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 382-631 de TBRG4 humano (NP_004740.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969Z0
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo