

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbx19 Para Wb, Elisa - O60806

Número de artículo: CM0017819

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TBX19 humana (TPIT), un factor de transcripción nuclear de la caja T. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para el estudio del desarrollo hipofisario y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBX19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TPIT; TBS19; dj747L4.1; TBX19
Especie	Humano
GeneID	9095 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 229-448 de la TBX19 humana (NP_005140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60806
Peso molecular de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo