

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbx21 Para Wb, Elisa - Q9UI17

Número de artículo: CM0028528

Introducción

TBX21 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra la región C-terminal de T-bet humana, validado para WB y ELISA. Reconoce a TBX21 de humano, ratón y rata, un factor de transcripción maestro para el desarrollo de células Th1, fundamental para la investigación en inmunología y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBX21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	30009
ID del gen	30009
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL17
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo