

Anticuerpo Policlonal Anti-Tbx22 Para Wb, Para Elisa - Q9Y458

Número de artículo: CM0026114

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TBX22 humano (Q9Y458). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la palatogénesis y la regulación transcripcional en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBX22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dj795G23.1; TBX22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50945
GeneID	50945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 291-520 del TBX22 humano (NP_058650.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y458
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo