

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbx3 Para Wb, Elisa - O15119

Número de artículo: CM0025941



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TBX3 humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Diseñado para estudios de biología del desarrollo, regulación transcripcional e investigación de factores de caja T - O15119.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | TBX3 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3                                                                                                           |
| Especie             | Humana                                                                                                                             |
| GeneID (Humana)     | 6926                                                                                                                               |
| GeneID              | 6926                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-480 de TBX3 humana (NP_057653.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humana, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | O15119                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 79kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |