

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbx6 Para Wb, Elisa - 095947

Número de artículo: CM0020574

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra TBX6 humano (factor de transcripción T-box), validado para Western blot (WB) y ELISA, dirigido a aplicaciones de investigación del mesodermo y del eje izquierda-derecha.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TBX6
Observaciones/Alias	SCDO5; TBX6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6911
GeneID	6911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de TBX6 humano (NP_004599.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95947
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo