


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tc10/Rhoq Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17081

Número de artículo: CM0002752



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la pequeña GTPasa TC10/RHOQ (RhoQ). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de polarización celular, formación de filopodia y tráfico de CFTR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TC10/RHOQ Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ
Especie	Humano
GeneID	23433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-205 de la TC10/RHOQ humana (P17081).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17081
Peso de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo