

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcap Para Wb, Elisa - O15273

Número de artículo: CM0014665



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCAP (telethonin) humano. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del ensamblaje del sarcómero muscular y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCAP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8557
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 del TCAP humano (NP_003664.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15273
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo