

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tcap Para Wb, If-P, Elisa - O15273

Número de artículo: CM0004897



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-TCAP de alta calidad para WB, IF-P, ELISA. Detecta telethonina humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación del sarcómero y estudios de enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TCAP
Observaciones/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonina; TCAP
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	8557
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de la TCAP humana (NP_003664.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15273
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo