

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcap Para Wb, Elisa - O15273

Número de artículo: CM0025937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la telethonina humana (TCAP). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para estudiar el ensamblaje del sarcómero, miocardiopatía y distrofia muscular de cinturas. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCAP Conejo pAb
Observaciones/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonina; TCAP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8557
ID del Gen	8557
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de la TCAP humana (NP_003664.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15273
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo