

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tcea1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23193

Número de artículo: CM0002279

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TCEA1 humano, un factor de elongación de la transcripción. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de transcripción y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCEA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6917
GeneID	6917
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del TCEA1 humano (P23193)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23193
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo