


Anticuerpo Policlonal Anti-Tcea1 Para Wb, Elisa - P23193

Número de artículo: CM0013414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TCEA1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta el factor de elongación de la transcripción S-II humano, esencial para la elongación de la ARN Pol II más allá de los sitios de detención. Ideal para la investigación de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCEA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6917
ID de Gen	6917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-140 del TCEA1 humano (NP_006747.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23193
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo