


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tceb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15369

Número de artículo: CM0017069



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TCEB1 humano (Elongina-C). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre la elongación de la transcripción y los complejos de ligasas de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra TCEB1
Observaciones/Alias	SIII; TCEB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6921
GeneID	6921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-112 de TCEB1 humano (NP_001191791.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15369
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo