

Anticuerpo Policlonal Anti-Tceb2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15370

Número de artículo: CM0015197



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal anti-TCEB2 validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Se dirige a Elongin-B humana, un factor de elongación de la transcripción y componente de la ligasa de ubiquitina. Ideal para la investigación de la regulación génica y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TCEB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIII; TCEB2
Especie	Humana
ID del gen	6923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de TCEB2 humana (NP_009039.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q15370
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo