

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tceb2 Para Wb Y Elisa - Q15370

Número de artículo: CM0006760



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo monoclonal de conejo anti-TCEB2 (clon no especificado) para WB y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de elongación transcripcional y ubiquitinación en el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TCEB2
Observaciones/Alias	SIII; TCEB2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6923
GenelD	6923
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15370
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo