


Anticuerpo Policlonal Anti-Tcerg1 Para Wb, Elisa - O14776

Número de artículo: CM0014995



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TCERG1 humano (CA150/TAF2S), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la regulación de la elongación de la transcripción y la activación mediada por Tat del VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCERG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10915
ID del gen	10915
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 del TCERG1 humano (NP_006697.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14776
Peso proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo