

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcf12 De Conejo Para Wb, Elisa - Q99081

Número de artículo: CM0026748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCF12 humano (Factor de transcripción 12), adecuado para WB y ELISA. Reconoce TCF12 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la diferenciación neuronal y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TCF12
Observaciones/Alias	HEB; p64; CRS3; HH26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6938
ID del Gen	6938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 443-682 del TCF12 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99081
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo