

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcf19 Para Wb, Elisa - Q9Y242

Número de artículo: CM0030988

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCF19 humano (factor de transcripción 19). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TCF19 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | SC1; TCF-19; TCF19                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 6941                                                                                                                               |
| GeneID              | 6941                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 del TCF19 humano (NP_009040.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q9Y242                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |