

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tcf1/Tcf7 Para Wb, Elisa - P36402

Número de artículo: CM0002374

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TCF1/TCF7 (TCF-1, P36402) humano. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la diferenciación de linfocitos T y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	TCF1/TCF7 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6932
GeneID	6932
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de TCF1/TCF7 humano (NP_003193.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36402
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo