

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcf1/Tcf7 Para Wb, Elisa - P36402

Número de artículo: CM0029034

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TCF1/TCF7, validado para WB y ELISA. Detecta TCF7 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción crítico para el desarrollo de células T. Ideal para aplicaciones de inmunodetección e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCF1/TCF7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Especie	Humano
GeneID (humano)	6932
GeneID	6932
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de TCF1/TCF7 humano (NP_003193.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36402
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo