

Anti-Tcf21 (Pod1/Bhlha23) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - O43680

Número de artículo: CM0018823

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCF21 (POD1/bHLHa23), validado para WB y ELISA. Detecta TCF21 humano y de ratón, un factor de transcripción implicado en el desarrollo del riñón y el pulmón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCF21 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	POD1; bHLHa23; TCF21
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6943
ID de Gen	6943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-100 del TCF21 humano (NP_003197.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43680
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo