


Anticuerpo Policlonal Anti-Tcf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15884

Número de artículo: CM0022658



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TCF4 de alta calidad para aplicaciones que incluyen WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la regulación transcripcional, la diferenciación neuronal y las enfermedades asociadas a TCF4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCF4 Rabbit pAb
Observaciones/alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FEC3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6925
ID del gen	6925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del TCF4 humano (NP_003190.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15884
Peso proteico	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo