


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcf4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15884

Número de artículo: CM0014970



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo TCF4 (P15884) está validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para estudiar el factor de transcripción 4 en la diferenciación neuronal y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Especie	Humano
ID de Gen	6925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del TCF4 humano (NP_003190.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15884
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo