


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tcf4/Tcf7L2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqb0

Número de artículo: CM0002678



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra TCF4/TCF7L2 humano, un factor de transcripción de la señalización Wnt. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Compatible con investigación oncológica y de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo TCF4/TCF7L2
Observaciones/Alias	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6934
GeneID	6934
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TCF4/TCF7L2 humano (Q9NQB0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQB0
Peso Molecular de la Proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo