

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcf4/Tcf7L2 Para Wb, Elisa - Q9Nqb0

Número de artículo: CM0022661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TCF4/TCF7L2 (factor de transcripción 7-like 2) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce TCF4/TCF7L2 humano y de ratón, un factor de transcripción de la vía de señalización Wnt con funciones en el cáncer y el mantenimiento de células madre epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCF4/TCF7L2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6934
GeneID	6934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-188 de TCF4/TCF7L2 humano (NP_001354872.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQB0
Peso proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo