

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcf7L1 Para Wb Y Elisa - Q9Hcs4

Número de artículo: CM0026326

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCF7L1 (TCF-3) validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudios de señalización Wnt y diferenciación epidérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCF7L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCF3; TCF-3; TCF7L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83439
GeneID	83439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-340 del TCF7L1 humano (NP_112573.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano,Ratón,Rata
SWISS	Q9HCS4
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo