

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcirg1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13488

Número de artículo: CM0017664

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCIRG1 (subunidad $\alpha 3$ de V-ATPasa), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de osteoclastos y células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCIRG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	$\alpha 3$; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10312
GeneID	10312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 del TCIRG1 humano (NP_006010.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13488
Peso Proteico	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo