

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tcirg1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13488

Número de artículo: CM0006963

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TCIRG1 humano (subunidad a3 de la V-ATPasa). Validado para WB, IF, IHC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudios sobre osteoclastos, regulación inmunitaria y homeostasis del pH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCIRG1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10312
ID del gen	10312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-356 de TCIRG1 humano (NP_006010.2)
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13488
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo