

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tcl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56279

Número de artículo: CM0008045



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TCL1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido contra TCL1 humano (13 kDa), potencia la fosforilación de AKT y promueve la supervivencia celular. Adecuado para investigación de leucemia/linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo TCL1
Observaciones/Alias	TCL1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8115
ID del gen	8115
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de TCL1 humano (NP_068801.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P56279
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo