

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcl1A Para Wb, Elisa - P56279

Número de artículo: CM0017057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TCL1A validado para WB y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la proteína 1A de leucemia/linfoma de células T, un coactivador de AKT involucrado en la proliferación y supervivencia celular. Ideal para investigación en oncología y linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo TCL1A
Observaciones/Alias	TCL1; TCL1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8115
GeneID	8115
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de TCL1A humana (NP_001092195.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56279
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo