

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcl1B Para Wb, Elisa - O95988

Número de artículo: CM0016925

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TCL1B de alta calidad validado para Western blotting y ELISA. Detecta TCL1B humano, de ratón y de rata (predicho ~15 kDa). Útil para estudiar la señalización de protooncogenes y las vías de activación de AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TCL1B
Observaciones/Alias	TML1; SYN-1; TCL1B
Especie	Humano
ID de gen	9623
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de TCL1B humano (NP_004909.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95988
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo