

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcn2 (Transcobalamina-2) Para Wb, Elisa - P20062

Número de artículo: CM0029996



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Transcobalamina-2 (TCN2) humana, adecuado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada frente a la TCN2 de ratón. Adecuado para investigación sobre el transporte y metabolismo de la cobalamina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCN2 Rabbit pAb
Notas / Alias	II; TC; TC2; TC-2; TCII; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
Especie	Humana
ID del gen	6948 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 19-250 de la TCN2 humana (NP_001171655.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P20062
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo