

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcof1 Para Wb Y Elisa - Q13428

Número de artículo: CM0030197

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TCOF1 humana (proteína Treacle), adecuado para Western blot y ELISA. Apoya la investigación en la función nucleolar, la regulación de la ARN polimerasa I y la especificación de la cresta neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCOF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCS; MFD1; TCS1; treacle; TCOF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6949
GeneID	6949
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 659-958 de la TCOF1 humana (NP_001008657.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13428
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo