


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tcp1 Alfa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Número de artículo: CM0007751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TCP1 alfa de CamelBio (P17987), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta TCP1 alfa humano, una subunidad de la chaperonina TRiC implicada en el plegamiento de proteínas y el ensamblaje del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TCP1 alfa
Observaciones/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alfa; TCP-1-alfa; TCP1 alfa
Especie	Humana
GeneID	6950
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TCP1 alfa humano (P17987))
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P17987
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo