


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78371

Número de artículo: CM0005703



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TCP1 beta/CCT2 humano (P78371), una subunidad de la chaperonina TRiC. Validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en plegamiento de proteínas y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo TCP1 beta/CCT2
Observaciones/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10576
GenelD	10576
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 436-535 de TCP1 beta/CCT2 humano (P78371).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78371
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo