


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P78371

Número de artículo: CM0028257



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TCP1 beta/CCT2 humano (CCT2), validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta TCP1 beta humana y de ratón. Ideal para la investigación del complejo de chaperoninas y del plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCP1 beta/CCT2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Especie	Humano
GeneID	10576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-535 de TCP1 beta/TCP1 beta/CCT2 humano (NP_006422.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P78371
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo