


Anticuerpo Policlonico Anti-Tcp1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Número de artículo: CM0015900



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TCP1 humano (CCT-alfa), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta TCP1 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de chaperoninas, citoesqueleto y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alfa; TCP-1-alfa; TCP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6950
GeneID	6950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-556 de TCP1 humano (NP_110379.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17987
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo