

Anticuerpo Policlonal Anti-Tcta Para Wb, If/Icc, Elisa - P57738

Número de artículo: CM0014143

Introducción

TCTA Rabbit pAb (SWISS: P57738) es un anticuerpo policlonal generado contra la proteína TCTA humana de longitud completa. Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para estudios de proteínas de membrana y osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCTA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCTA
Especie	Humano
GeneID (humano)	6988
GeneID	6988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-103 de la TCTA humana (NP_071503.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57738
Peso Molecular	11kDa
Envío	Bolsa de hielo