


Anticuerpo Policlonal Anti-Tcte1 Para Wb, Elisa - Q5Ju00

Número de artículo: CM0015256



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCTE1 humano (DRC5), adecuado para WB y ELISA. Reconoce TCTE1 humano, de ratón y de rata. Útil para investigar la motilidad ciliar/flagelar y la función del complejo N-DRC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra TCTE1
Observaciones/Alias	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	202500
GeneID	202500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TCTE1 humano (NP_872345.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5JU00
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo