


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tctp/Tpt1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P13693

Número de artículo: CM0006830



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-TCTP/TPT1 de alta calidad validado para WB, IP, IHC-P, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Reconoce proteína de 20kDa implicada en unión a calcio, estabilización de microtúbulos y regulación de la apoptosis. Materia prima para IVD en investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo TCTP/TPT1
Observaciones/Alias	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7178
GeneID	7178
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TCTP/TPT1 humano (P13693)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13693
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo