


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tctp/Tpt1 Para Wb Y Elisa - P13693

Número de artículo: CM0027395



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TCTP/TPT1 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de calcio y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCTP/TPT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7178
GeneID	7178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de TCTP/TCTP/TPT1 humano (NP_003286.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13693
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo