


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tctp/Tpt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13693

Número de artículo: CM0013801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a TCTP/TPT1 humano (HRF, p23, fortalina). Inmunógeno recombinante (aa 1-172). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón. Apoya la investigación sobre apoptosis, unión de calcio y dinámica de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCTP/TPT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7178
GeneID	7178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 del TCTP/TCTP/TPT1 humano (NP_003286.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13693
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo