

Anticuerpo Policlonal Anti-Tdg Para Wb Y Elisa - Q13569

Número de artículo: CM0026129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDG humano, validado para Western blot y ELISA. Apto para muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de desmetilación del ADN y reparación por escisión de bases.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TDG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hTDG; TDG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6996
GeneID	6996
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de TDG humana (NP_003202.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13569
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo