

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tdgf1/Cripto Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13385

Número de artículo: CM0018383

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDGF1 (CRIPTO) humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta TDGF1 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TDGF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6997
GenelD	6997
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-150 de TDGF1 humana (NP_001167607.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13385
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo