


Anticuerpo Policlonal Anti-Tdo2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Número de artículo: CM0031041



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-TDO2 detecta la triptófano 2,3-dioxigenasa humana y de ratón (~48 kDa) y está validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudios sobre catabolismo de triptófano y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TDO2 Rabbit pAb
Notas/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6999
ID del Gen	6999
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la TDO2 humana (NP_005642.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48775
Peso Molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo